

# CLEANE

ACNE THERAPY DEVICE ESPAÑA



# Tratamiento 90% efectivo en 24 horas



- RÁPIDO**
  - > Mínimo tiempo de tratamiento. 2 minutos y 30 segundos.
  - > Rápido efecto del tratamiento en 24 horas.
- SEGURO**
  - > Sin efectos secundarios.
  - > Sin cicatrices permanentes.
- COMFORT**
  - > Uso en cualquier lugar y momento.
  - > Medida y peso de un pintalabios (27 gramos).
- ECONÓMICO**
  - > Carga rápida (45 minutos).
  - > No necesita recambios ni consumibles.
  - > Larga duración de la batería de litio polímero.

- ACNÉ**

El acné es una enfermedad de la piel muy común, casi todos los adolescentes la padecen en mayor o menor grado, pero puede darse a cualquier edad, incluso en un bebé. Tres de cada cuatro adolescentes tienen acné hasta cierto punto. Normalmente desaparece al cabo de algunos años, sin embargo para que no deje cicatrices es necesario tratarlo. La mayoría de los tratamientos limitan su acción a eliminar las lesiones y prevenir sus complicaciones, pero no tienen como fin la desaparición definitiva del proceso, por lo que deberán mantenerse largo tiempo.
- CLEANE**

CLEANE es la nueva tecnología BT ( Blue light & Thermal shock system therapy) que cauteriza la bacteria propioni (Propionibacterium), causante del acné y elimina los granos. Tratamiento directo simultáneo mediante choque de calor y luz sobre la lesión del acné. CLEANE produce luz azul anti-bacteriana y un choque termal encima de la piel afectada por el acné, induciendo sobre la proteína del hetropéptico y que lleva en última instancia a la autodestrucción de las bacterias del acné sin dejar cicatrices.

> Acción CLEANE.



## Antes

Caso 1

