

# Doppler Fetal EDAN **SONOTRAX**



- Tamaño Compacto
- Operación con Batería
- Parlante Incluido
- Apagado Automático
- Precisión de FHR y Visualización LCD

*Doppler fetal de mano de alto desempeño.*

*Cuenta con pantalla de cristal líquido para la visualización de la fetocardia (FHR).*

*Ideal para realizar las exámenes de rutina por parte de médicos obstetras, parteras e incluso las mismas pacientes embarazadas.*

*Tiene (3) modos de procesamiento de la frecuencia cardíaca: Modo de visualización de la fetocardia (FHR) en tiempo real,*

*Modo de visualización de fetocardia (FHR) promedio y Modo manual. Posee salida de audio.*

*Se destaca su diseño delgado y bajo consumo de energía.*

# Doppler Fetal EDAN

## SONOTRAX

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### DISPLAY LCD

Dimensiones del Display: 45mm x 24mm

#### ULTRASONIDO

Modo de Trabajo: Ondas Continuas  
Frecuencia: 2MHz  
Transmisión de Energía: <10mW/cm2 (Isata)  
Rango FHR: 60 ~ 210bpm

#### AUDIO

Energía de la salida del audio: 1W

#### AMBIENTE DE OPERACIÓN

Temperatura para Operación: 5 ~ 40C°

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Alimentación de Corriente: 9V DC  
Horas de Operación Continua: 4 Horas

#### DIMENSIONES Y PESO

Altura: 138 mm  
Profundidad: 31 mm  
Peso: 85 mm

